



LUCE PULSATA D LIGHT PRO ULTRA

EPILAZIONE E FOTORINGIOVANIMENTO
CON STANDARD PROFESSIONALI



📍 Via Bianche 3 - 36010, Carrè (VI) - Italy
☎ +39 04451740014
✉ info@dlight-ipl.com

www.dlight-ipl.com

www.dlight-ipl.com

D Light Pro Ultra porta a casa tua la tecnologia IPL professionale con prestazioni al Top della gamma in un apparecchio potente e veloce dal design compatto e moderno.

- Trattamenti di Epilazione e Fotoringiovanimento senza cambiare lampada o filtro ottico
- Lampada al Quarzo professionale da 300.000 flash con area spot di 7.5 cm²
- Scegli tra modalità a flash singolo o slide per trattamenti ultra veloci anche sulle grandi aree
- Testina in acciaio medicale per la riduzione del calore e per una maggiore igiene
- Blocco di sicurezza dei flash e stand-by automatico
- Manipolo ergonomico per raggiungere in autonomia anche le zone difficili come la schiena
- Adatto sia a piccole che grandi aree di uomo e donna

Il trattamento di epilazione (HR)

D Light Pro Ultra utilizza il principio dell'assorbimento selettivo della potenza luminosa da parte della pelle e rilascia luce e potenza termica ai tessuti proteici legati alla crescita dei peli per denaturare le proteine dei tessuti e inibire la capacità di crescita dei peli.

Modalità EXP (punta e spara)

Questo sistema di emissione dei flash è unico nel suo genere e rende i trattamenti particolarmente efficaci e sicuri. Quando si utilizza questa modalità, vengono emessi 2 flash in rapida successione: il primo pre-riscalda l'area da trattare e la prepara al secondo flash più intenso che denatura il bulbo pilifero massimizzando così l'assorbimento di energia luminosa senza traumi per la pelle.

Modalità OPT (scorrimento)

Le sedute di epilazione a luce pulsata non sono mai state così veloci! Utilizzando questa modalità, basta far scorrere la testina sull'area da trattare mentre D Light Pro Ultra eroga flash a ripetizione.

Grazie all'ampia area flash di 7.5 cm², si impiegheranno solo 10-15 min su grandi aree come petto maschile o una gamba femminile.



Uno dei vantaggi di questo prodotto, è che può eseguire in maniera molto efficiente trattamenti di epilazione e fotoringiovanimento senza la necessità di dover cambiare lampada o filtro ottico. Il segreto di questa caratteristica risiede nella specifica lunghezza d'onda del fascio luminoso compresa tra 650~1200 nm che viene assorbita dalla melanina e dell'acqua, ma non dall'emoglobina.

Trattamento di fotoringiovanimento (SR)

Il trattamento di Fotoringiovanimento con D Light Pro Ultra aiuta a ridurre i segni di età come rughe sottili e colorito spento, migliora e rimpolpa la texture generale della pelle. Come per il trattamento di epilazione, sarà possibile operare in modalità punta e spara (EXP) oppure scorrimento (OPT). Alla fine di ogni trattamento, si consiglia di applicare la crema post trattamento D Light fortemente idratante e lenitiva a base Bio.



I risultati con D Light Pro Ultra

EPILAZIONE

- 0-2 mesi 1 trattamento ogni 2 settimane
- 2-5 mesi 1 trattamento una volta al mese
- Dopo 5 mesi: programmare i trattamenti in base alle necessità, a questo punto si saranno ottenuti risultati di epilazione permanenti e i peli che ricresceranno saranno sempre meno e sempre più sottili.

FOTORINGIOVANIMENTO

Pelle rimpolpata, colorito più luminoso, riduzione delle rughe sottili e miglioramento generale della texture.

Acquista anche l'esclusivo KIT Luce Pulsata

Utilizza il nostro KIT Luce Pulsata ad ogni trattamento per ottenere i migliori risultati in tutta sicurezza!

IL KIT COMPRENDE:

- Occhiali protettivi professionali specifici per luce pulsata
- Crema post trattamento Bio da 220 ml
- Igienizzante specifico per finestra flash D Light Zero

