



## LASER DIODO 808 nm

COMPATTO E POTENTE  
Fino a 40 Joules / cm<sup>2</sup> in soli 3kg di peso



📍 Via Bianche 3 - 36010, Carrè (VI) - Italy  
☎ +39 04451740014  
✉ info@dlight-ipl.com

[www.dlight-ipl.com](http://www.dlight-ipl.com)

[www.dlight-ipl.com](http://www.dlight-ipl.com)

# D LIGHT HL808

PROFESSIONAL RESULTS

D Light HL808 è il nuovo epilatore laser adatto per uso professionale e per uso privato, super compatto e incredibilmente potente. È l'apparecchio ideale in qualsiasi salone di bellezza, perché grazie alla potenza di 40 Joules/cm<sup>2</sup> e una frequenza di ripetizione dell'impulso fino a 3 pulsazioni al secondo, consente di ottenere risultati ottimali. Inoltre, è dotato di un'efficiente tecnologia di raffreddamento, che protegge l'epidermide e riduce sensibilmente il dolore percepito. Le sue dimensioni ridotte e il suo design estremamente compatto permettono di posizionarlo anche laddove lo spazio è risicato. Il touch screen a colori da 4,3 pollici garantisce un'eccellente usabilità e le procedure per la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio sono semplificate al massimo.

## Il trattamento di epilazione laser


D Light HL808 emetterà, in maniera automatica e in una frazione di secondo, un fascio laser che andrà a colpire la melanina del pelo, riscaldando il follicolo pilifero e distruggendo la parte responsabile della crescita dei peli.

Il calore indebolisce o distrugge completamente il follicolo pilifero. I peli che ricrescono sono sempre più sottili, più chiari e più radi.

Dopo aver effettuato il numero richiesto di trattamenti, il follicolo pilifero non è più in grado di produrre un nuovo pelo, con risultati ottimali a lungo termine.

## La sicurezza del Laser 808 nm

Il laser è monocromatico, questo significa che la luce emessa da un laser ha una sola lunghezza d'onda ed il 100% della luce emessa è utile ad ottenere l'effetto di epilazione colpendo efficacemente la melanina contenuta nel bulbo con maggiore sicurezza per i tessuti circostanti. Inoltre il laser offre una maggiore penetrazione rispetto ai sistemi IPL ed è più efficace anche sui peli con radici profonde.



Durante l'uso di questo prodotto è OBBLIGATORIO indossare occhiali protettivi idonei certificati per proteggere gli occhi dalle lunghezze d'onda del laser 808 nm. In caso di dubbi, chiedi ai nostri esperti e sapranno consigliarti l'occhiale protettivo D Light più adatto alle tue esigenze.  
ATTENZIONE: Gli occhiali da sole o per la Luce Pulsata, NON offrono alcun tipo di protezione contro il laser e non devono essere indossati durante il trattamento con D Light HL808.

## Disponibile anche in Black Edition (Home)

Porta a casa tua l'efficacia del Laser Diodo con D Light HL808 Home edition, dall'elegante design nero con fluenza luminosa fino a 30 Joules / cm<sup>2</sup>. Diventa tuo per sempre al costo che avrebbero 6 trattamenti di epilazione laser total body in un centro estetico, la testina in acciaio medico garantisce la massima igiene e lo rende adatto anche per uso condiviso. Diversi accorgimenti ne aumentano la sicurezza, come il sensore di contatto, la password di avvio e il blocco standby.



## I risultati con D Light HL808 & HL808 PLUS

Il numero di trattamenti necessari per mantenere la pelle glabra, dipende anche dai ritmi di ricrescita individuali, mediamente il ciclo di trattamenti consigliato è il seguente:

- 0-2 mesi 1 trattamento ogni 2 settimane
- 2-5 mesi 1 trattamento una volta al mese
- Dopo 5 mesi: programmare i trattamenti in base alle necessità, a questo punto si saranno ottenuti risultati di epilazione permanenti e i peli che ricresceranno saranno sempre meno e sempre più sottili.



## Ottieni i migliori risultati in totale sicurezza

D Light mette a tua disposizione tutto il necessario per svolgere i trattamenti Laser in sicurezza, per una perfetta Skin Care dopo ogni trattamento e per una corretta manutenzione della macchina.

GLI ACCESSORI ACQUISTABILI A PARTE COMPREDONO:

- Occhiali protettivi professionali specifici per Laser Diodo 808 nm
- Crema post trattamento Bio da 220 ml
- Igienizzante D Light Zero specifico per finestra emettitrice

